

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN 1.0 - 01/06/2021

PROTECTOR PARA CAMILLA



DESCRIPCIÓN



El protector de camilla es perfecto para proteger el producto del polvo, el agua, el sol, químicos, grasas y demás elementos encontrados en la intemperie. Cuenta con sistema de agarre que facilita su movilidad y fácil apertura gracias al sistema de cierre metálico de doble sentido en 360°.

Existen dos presentaciones, una con vinilo transparente a uno de sus lados (y el otro lado en lona), también otra solo con lona a ambos lados.

TALLA: Única

MATERIALES

Lona, ribete, cierre y vinilo (si se desea).

APLICACIONES Y USOS

Se utiliza en el sector de salud, especialmente en ambulancias y hospitales. Pero también útil en todo puesto de primeros auxilios con camilla de empresas, piscinas, entre otros.

COLORES

Naranja.



FICHA TÉCNICA

PROTECTOR PARA CAMILLA

RECOMENDACIONES

Aunque las camillas suelen venir en tamaño standard, se debe verificar que el tamaño de las mismas coincida con el protector. Se recomienda las camillas con vinilo traslucido en aquellos casos en que la camilla debe permanecer visible.

INSTRUCCIONES DE USO

Introducir la camilla en el protector, cerrar correctamente y ubicar en un lugar seco y accesible.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

Para prologar la vida del producto, se recomienda realizar un lavado suave con jabón neutro, y no retorcer.

GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con garantía de un mes por los conceptos de calidad de materiales y costuras.

DISPOSICIÓN FINAL

En tanto textil de origen sintético, la legislación colombiana considera este tipo de residuos como no aprovechables.



www.facebook.com/kastako.epp



www.instagram.com/kastako.epp



www.kastako.com